

【検出抗体・抗原対応リスト】

2026. 3. 2

A-Cube 全身性強皮症（SSc）、皮膚筋炎/多発性筋炎（DM/PM）関連抗体検出セット

検出抗体	抗原	SSc関連抗体検出セット		DM/PM関連抗体検出セット		統合セット（SSc+DM/PM）	
		A-Cube	A-Cube Light版	A-Cube	A-Cube Light版	A-Cube	A-Cube Light版
CENP-A	CENPA	●	●			●	●
CENP-B	CENPB	●	●			●	●
CENP-C	CENPC	●	●			●	●
Scl-70 (Topo I)	TOP1	●	●			●	●
RNAPⅢ (RPC155)	POLR3A	●	●			●	●
RNAPⅢ (RPC62)	POLR3C	●	●			●	●
RNAP I	POLR1A	●				●	
RNAP II	POLR2A	●				●	
Th/To (7-2RNP)	POP1	●	●			●	●
	RPP25	●	●			●	●
U3-RNP (Fibrillarin)	FBL	●	●			●	●
hUBF (NOR90)	UBTF	●				●	
U11/U12-RNP	RNPC3	●	●			●	●
SSSCA1	SSSCA1	●				●	
eIF2B	EIF2B2	●	●			●	●
p80-coilin	COIL	●				●	
U1-RNP_70	SNRNP70	●	●	●	●	●	●
U1-RNP_A	SNRPA	●	●	●	●	●	●
U1-RNP_C	SNRPC	●	●	●	●	●	●
U2-RNP	SNRPB2	●		●		●	
Ku	XRCC5	●		●	●	●	●
	XRCC6	●		●	●	●	●
PM-Scl100	EXOSC10	●	●	●	●	●	●
PM-Scl75	EXOSC9	●	●	●	●	●	●
RuvBL1/2	RUVBL1 & 2	●	●	●	●	●	●
Ki	PSME3	●		●		●	
SS-A/Ro52	TRIM21	●	●	●	●	●	●
SS-A/Ro60	TROVE2	●	●	●	●	●	●
SS-B	SSB	●	●	●		●	●
AMA-M2 (ミトコンドリアM2)	DLAT	●		●		●	
	DLST	●		●		●	
	DBT	●		●		●	
	PDHX	●		●		●	
Jo-1	HARS			●	●	●	●
PL-7	TARS			●	●	●	●
PL-12	AARS			●	●	●	●
EJ	GARS			●	●	●	●
KS	NARS			●	●	●	●
OJ	IARS			●	●	●	●
	EPRS			●	●	●	●
	LARS			●	●	●	●
	MARS			●	●	●	●
	QARS			●	●	●	●
	KARS			●	●	●	●
	RARS			●	●	●	●
	DARS			●	●	●	●
	AIMP1				●	●	●
AIMP2				●	●	●	
AIMP3				●	●	●	
Zo	FARSA			●	●	●	●
	FARSB			●	●	●	●
Ha	YARS			●	●	●	●
SRP	SRP54			●	●	●	●
	SRP14			●	●	●	●
	SRP19			●	●	●	●
	SRP68			●	●	●	●
	SRP72			●	●	●	●
Mi-2	CHD3			●	●	●	●
	CHD4			●	●	●	●
TIF1-γ (p155)	TRIM33			●	●	●	●
TIF1-α (p140)	TRIM24			●	●	●	●
TIF1-β	TRIM28			●	●	●	●
MJ (NXP-2)	MORC3			●	●	●	●
SAE	SAE1			●	●	●	●
	UBA2			●	●	●	●
SMN	SMN1			●		●	
cN1A	NT5C1A			●		●	